

(本図は細部を拡大して見る事が出来ます)



マイクロ流体チップ[®](標準品)

(機能を保証するものではありません)


1. 参考価格(税込み)

- ①PDMSチップ(70mm×36mm×2mm) ¥13,650円/個
- ②シリコンチューブ付チップ ¥24,150円/個
外径2mm内径1mm長さ200mm×4本まで
- ③パーマネントボンディングチップ ¥34,650円/個
大型スライドガラス(76mm×52mm×1mm)へ永久接着(②+ガラス)


2. その他ご要望については、オプション対応致します。




A1-1: Y字合流




B1-1: Y字合流と分岐




C2-1: Y字合流と混合




D1-2: 線幅100~600 μm




D2-2: 線幅300~800 μm




D3-2: 線幅1,000と2,000 μm




E3-2: 線幅50~200 μm




F2-2: センサーエリア




F3-2: センサーエリア




G2-2: 分岐




H1-5: Y字合流組合せ




I1-1: 蛇行流路




J1-1: 4路比較/各100 μm幅




J2-1: 4路比較/各200 μm幅




K1-1: クロス十字路



K2-1: 十字路組合せ



L1-1: 凹面スタンプ



N1-1: 凸面スタンプ

* チップ仕様は予告なく変更になる場合がありますので
ご発注時確認お願い致します。

問い合わせ: info@fluidware-technologies.com
http://www.fluidware-technologies.com
TEL:048-264-1881 FAX:048-268-9700